

LIQUEEL®


WUNDAUFLAGE AUS WEICHEM SILIKON-POLYURETHAN-SCHAUM

23
2023 / 01

LIQUEEL® PT

Wundauflage aus weichem Silikon-Polyurethan-Schaum

LIQUEEL® PT besteht aus einer einer dampfdurchlässigen Außenschicht aus Polyurethanfolie **[1]**, einer Polyurethanschaumschicht **[2]** mit hoher Absorptionskapazität für gering bis mäßig exsudierende Wunden und aus einer weichen Wundkontaktschicht **[3]**, die dazu beiträgt ein feuchtes Wundmilieu aufrechtzuerhalten, um den natürlichen Heilungsprozess zu unterstützen. LIQUEEL® PT lässt sich sehr einfach an plane, konvexe oder konkave Wundsituation anpassen. Falls erforderlich, können Schaumsegmente **[4]** entfernt werden, ohne den Einsatz von Steril-Werkzeug.



[1] LIQUEEL® PT
Detailansicht der dampf-
durchlässigen Außenschicht



[2] LIQUEEL® PT
Detailansicht der
Polyurethan - Schaumschicht



[3] LIQUEEL® PT
Detailansicht der
weichen Wundkontaktschicht



[4] LIQUEEL® PT
Detailansicht der
heraustrennbaren Segmente



Leistungen

- ✓ saugfähig und selbsthaftend
- ✓ hohe Absorbtionskapazität
- ✓ dampfdurchlässige Außenschicht
- ✓ weicher Polyurethanschaum
- ✓ werkzeuglos anpassbar

Exsudatmenge (E)

- kein /gering 
- mäßig 
- stark
- sehr stark

Wundphase (P)

- Nekrose 
- Fibrinbelag 
- Granulation 
- Epithelisierung 
- Infektion 

Wundtiefe (W)


- flach 
- tief 

LIQUEEL® PT

LIQUEEL® PT ist ein steriler, saugfähiger, selbsthaftender, weicher Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silikonbeschichtung. Der Wundverband besteht aus einer weichen Wundkontaktschicht, einer Polyurethanschaumschicht mit hoher Absorbtionskapazität und einer dampfdurchlässigen Außenschicht aus Polyurethanfolie.

LIQUEEL® PT ist indiziert für die Behandlung von leicht bis mäßig exsudierenden Wunden und trägt bei Vorhandensein von Exsudat dazu bei ein feuchtes Wundmilieu aufrechtzuerhalten, um den natürlichen Heilungsprozess zu unterstützen.

LIQUEEL® PT ist besonders geeignet zur Versorgung konvexer, konkaver Wundsituationen und besondere Körperstellen- und -formen (z.B. Fersenwunden, Wunden der weiblichen Brust, Ellenbogen), kann werkzeuglos an die Wundsituation Ihres Patienten angepasst werden, hat ausgezeichnete Hafteigenschaften und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel.



Leistungen

- ✓ saugfähig und selbsthaftend
- ✓ hohe Absorbtionskapazität
- ✓ dampfdurchlässige Außenschicht
- ✓ weicher Polyurethanschaum
- ✓ werkzeuglos anpassbar

Indikationen


- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Venöse Beingeschwüre
- ✓ Arterielle Beingeschwüre
- ✓ Nicht infizierte, diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Verbrennungen 1. und 2. Grades
- ✓ Verbrühungen
- ✓ Schürf-, Riss- u.kleine Schnittwunden

	Größe	Zusatzinformation	VE	PZN	REF
S	Ø 75 mm	Ø 56,5 mm bis 75 mm	1 x 10	16789030	LQ75-PT
M	Ø 150 mm	Ø 112,5 mm bis 150 mm	1 x 10	16789047	LQ150-PT
L	Ø 220 mm	Ø 165 mm bis 220 mm	1 x 10	16789053	LQ220-PT
XL	-	-	-	-	-

LIQUEEL® PT

Wundauflage aus weichem Silikon-Polyurethan-Schaum

LIQUEEL® PT ist besonders geeignet zur Versorgung von planen, konvexen oder konkaven Wunden. Besondere Körperstellen und -formen, wie z. B. Fersenwunden, Wunden der weiblichen Brust oder Ellenbogen, sind mit LIQUEEL® PT problemlos und einfach zu versorgen. LIQUEEL® PT kann auch, wie viele andere Wundauflage, auf planen und ebenen Wunden appliziert werden.



DREI GEOMETRIEN

LIQUEEL® ist die Innovation in der Versorgung von schwach bis mäßig exsudierenden Wunden, kann flexibel und werkzeuglos von 56 mm bis 220 mm angepasst werden und eignet sich für die Wundversorgung von planen, konvexen und konkaven Körperstellen.

LIQUEEL® ist einzigartig, sowohl im Design, als auch in der Handhabung und vereint viele einzelne Wundverbandgrößen und Sonderformen in einer einzigen Wundauflage.

Durch die individuelle und werkzeuglose Anpassbarkeit, gerade an herausfordernde Wundlokalisationen, ist LIQUEEL® ein echtes Multitalent.



Ulcer Cruris am Unterschenkel

ULCUS CRURIS UNTERSCHENKEL

Eine typische Wunde am Unterschenkel, wie beispielsweise dem ULCUS CRURIS, kann mit LIQUEEL® PT versorgt werden, ohne dass einzelne Schaumsegmente herausgetrennt werden müssen.

Die beispielhaften Darstellungen verdeutlichen, dass LIQUEEL® PT sehr flexibel appliziert werden kann, an planen, konkaven und konvexen Körperstellen.



Ulcer - abgedeckt mit LIQUEEL® PT

LIQUEEL® PT


Wundauflage aus weichem Silikon-Polyurethan-Schaum

Beispielhafte Darstellung der flexiblen Applikation und der optimalen Positionierung an konkaven bzw. konvexen Körperstellen. Darüber hinaus ist LIQUEEL® PT auch an allen weiteren, für chronische Wunden typischen, Lokalisationen anwendbar.



The logo for LF MED, featuring the letters 'LF' in a bold, green, sans-serif font, followed by a stylized green and yellow swoosh, and the word 'MED' in a bold, green, sans-serif font.

LF MED

A dynamic splash of pink liquid with numerous bubbles, set against a background of white wavy lines. The splash is centered horizontally and occupies the lower half of the page.

*L+F Medizinprodukte GmbH
Birkenweiher Straße 4
63505 Langenselbold /Germany*

Phone: +49 6184 99 53 357

Fax: +49 6184 99 53 358

E-Mail: info@lf-med.de

www.lf-medizinprodukte.de | www.therakit.de